

すくみ足解消

成功率100%^(※)達成!

私も
歩けた!

(※) 2014年すくみ足の症状のある方にお試しいただき、
17人中17の方が歩けました。

すくみ足による**転倒防止**に!
リハビリに!
足腰の**筋トレ**に!



自宅でも



施設でも

世界初!

特許出願中



よろこびの声
続々!



リハビリ意欲UP
精神的にも前向きに!



パーキンソン病や脊髄小脳変性症などによる
すくみ足をサポートする階段状歩行ガイド

アメステップ[®]

QOL

ADL

こんなことで お困りではありませんか？



トイレに行くのに
時間がかかる



転ぶことが怖くて
運動が減った



階段は平気なのに
平坦な場所で足が出ない



家でリハビリが
できない

そんな方へ！

アメステップ[®]をお試ください！



足に違和感が
なくて良い！

Mさん 病歴16年



最初の一步が
出やすく
使いやすい！

Tさん 病歴5年



不安なく
歩けました！

Sさん 病歴7年

アメステップの上では自然に足が出る！ 足腰の筋トレ、リハビリになる！

すくみ解消に成功！



理学療法士
ユリ治療室
梅崎秀邦様

私がアメステップに出会ったのは、訪問先のことでした。

「すくみ足」はパーキンソン病や、脊髄小脳変性症（SCD）特有の症状の一つです。最初の一步が出ずらく、歩行困難の要因でもあります。その「すくみ足」の症状のある方が、このアメステップを前にすると、足が出やすくなり、スムーズに歩けるようになるのです。さらに驚きなのは、そのための特別なリハビリや歩行訓練などを全くしなくても歩けたことです。

患者様の中には、ドクター・看護師・理学療法士などチームでアプローチができる院内では改善がみられるものの、いざ自宅へ戻ると歩けなくなり、トイレへいくのも介助が必要になってしまう方がいらっしゃいます。しかし、このアメステップがあれば、介護する側の負担軽減にもつながり、すくみ足の症状を呈する患者様のADL（日常生活動作）自立に、大きな役割を果たすでしょう！

自宅

でも

施設

でも

自然流リハビリを継続して行い、
ADL（日常生活動作）の自立に！



開発者自身がパーキンソン病を患い、
すくみ足に悩まされてきました。

＝利用者自線の使いやすさにこだわっています！



世界初！
すくみ足を段差でサポート



濡れても
滑りづらい



角丸で安心



滑り止めつき



硬化プラスチックで
丈夫



優しい
肌ざわり



1つでも
複数並べてもOK


選べる
3
タイプ

お使いの場所の広さや、使用用途に合わせてお選びいただけます。

標準型



スリム型



ポータブル型



リハビリ重視

段差で負荷をかけて、筋力UP、肺機能UPに！

- 広い場所・廊下などの長い直線距離のある場所や、施設などのリハビリ用として。よりリハビリを重視される方に最適です。
- やさしいホワイティー色で、目線より下の壁際に設置しますのでお部屋のインテリアに自然に溶け込みます。

- 標準型よりもスリムなので、ご自宅のお部屋の中や、曲がり角などにも最適です。
- やさしいホワイティー色で、目線より下の壁際に設置しますのでお部屋のインテリアに自然に溶け込みます。

省スペース 持ち運び重視

- 距離の短いところや、曲がり角、置けるスペースが限られている場所に最適です。
- 標準型よりも小さく軽量ですので、小旅行の滞在先などへもお持ちいただけます。
- 持ち運びに便利です。

※標準型よりも横幅が狭いため、ご使用時はゆっくり歩行すること、手すりですっかり体を安定させることをおすすめします。

詳細・お問い合わせは裏面へ！

選べる3タイプ

用途や、お部屋の広さに合わせて、
1つからでも複数組み合わせてもご使用いただけます。



よりリハビリ重視の方に
標準型



リハビリも可能
スリム型



省スペースで持ち運びしやすい
ポータブル型

品番	KY001	KY002	KY003
最大外形寸法	(幅×高さ×奥行き) 約 400×203×846mm	(幅×高さ×奥行き) 約 300×173×816mm	(幅×高さ×奥行き) 約 300×108×646mm
段差	(1 段目) 約 103mm (2 段目) 約 100mm	(1 段目) 約 88mm (2 段目) 約 85mm	(1 段目) 約 88mm
重量	約 4.5 kg	約 4 kg	約 2.75 kg
材質	硬質プラスチック	硬質プラスチック	硬質プラスチック
耐荷重	約 100kg	約 100kg	約 100kg
価格	46,000円 + 消費税	38,000円 + 消費税	26,000円 + 消費税

特許申請中 特願2013-141255

※価格や仕様は改良のために予告なく変更される場合があります
※水平な安定している場所でご使用ください
※必ず手摺のある所でご使用ください
※体調の悪い時は使用しないでください

※スリッパなどの脱げやすい履物をご遠慮ください
※なるべく裸足でご使用ください
※主治医の方に相談しながら無理のない範囲でご使用ください
※両手に物を持った状態で使用しないでください



必ず手摺のあるところでご使用ください

お気軽に
お問い合わせ
ください！

お問い合わせ・デモのお申込みはこちらから！



03-3818-1691

<営業時間>

月曜～金曜 平日10:00～17:00(土・日・祝日を除く)



You Tube 使用動画公開中！

研究・開発・販売

EIDO 日本エイド株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 1-7-16
TEL: 03-3818-1691 FAX: 03-3818-6967
URL: <http://www.nihon-eido.jp>