

250型平板転写装置

NA-1515

¥82,000



- 電極サイズ：250×250mm
- ミニゲルは、4枚同時に転写できます
- ジャイアンツゲル(200巾×200長mm)の転写ができます

標準セット内容

- | | |
|---------------------------------|----|
| NA-1515-1 上部電極板(硬質カーボン) | 1個 |
| NA-1515-2 下部電極板(硬質カーボン) | 1個 |
| NA-1515-3 ホルダー(開口部 220mm) | 1個 |
| NA-1515-4 リード線 1m +、- | 1組 |

250型転写装置セミドライタイプ(ポリカーボネイト製)

NA-1515B

¥105,000



- 発熱に強いポリカーボネイトの採用で、より高電流でご使用頂けます
- 電極サイズが250mm×250mmの為、ジャイアンツゲル(NA-1115P、NA-1118型)のプロットングに最適です

標準セット内容

- | | |
|---------------------------------|----|
| NA-1515B-1 上部槽(カーボン電極付) | 1個 |
| NA-1515B-2 下部槽(カーボン電極付) | 1個 |
| NA-1515-3 ホルダー(開口部 220mm) | 1枚 |
| NA-1515-4 リード線 1m +、- | 1組 |

スーパーワイド型転写装置セミドライタイプ(ポリカーボネイト製)

NA-1516

¥128,000



- 発熱に強いポリカーボネイトの採用で、より高電流でご使用頂けます
- 電極サイズが320mm×260mmの為、スーパーワイドナイアガラ電気泳動装置のプロットングに最適です


標準セット内容

- | | |
|------------------------------|----|
| NA-1516-1 上部槽(カーボン電極付) | 1個 |
| NA-1516-2 下部槽(カーボン電極付) | 1個 |
| NA-1516-3 ホルダー | 1枚 |
| NA-1516-4 リード線 2m +、- | 1組 |

大型平板転写装置

NB-1600

¥140,000



- NON-RIのDNAシーケンシングなどに使用できる
大型電極サイズ：300×400mmです
- 蛋白質や核酸の多数のゲルを同時にトランスファーできます
- 電極は交換可能で、取扱いやすいシンプルな構造です
- ご希望に応じて、各種サイズのホルダーを作成しております(電流効率がアップし、転写効率が高くなります)。詳細はお問合わせください

標準セット内容

- | | |
|------------------------------|----|
| NB-1600-1 上部槽(カーボン電極付) | 1個 |
| NB-1600-2 下部槽(カーボン電極付) | 1個 |
| NB-1200-11 リード線 2m +、- | 1組 |