


トランスファーメンブレン PVDF膜【MILLIPORE社製】

より高いトランスファーを実現するため
弊社の数多くのトランスファー装置と組合わせてご利用ください。



シートタイプ



ロールタイプ

1 Imobiron-P

- 膜の強度が高く、耐薬品性に優れています
- 結合タンパク質の保持能力が高い
- 使用しやすく、お求めやすい価格です

2 Imobiron-Psq

- 従来品と比較して、タンパク白質の結合容量が大幅に向上しました
- 低分子量タンパク質の保持能力に優れています
- プロテインシークエンシングにおいて、初期収率及び反復収率が大幅に向上し、N末端のディプロッキングが効率よく行えます

タンパク質用 For Western

IPVH304F0	26cm×26cm／10枚入シート	¥29,000
IPVH00010	26.5cm×375cm／1枚入ロール	¥29,000
ISEQ10100	10cm×10cm／10枚入シート	¥14,000
ISEQ15150	15cm×15cm／10枚入シート	¥26,000

ご注文の際は、必ず事前にお問い合わせください。

使用する電源装置 各転写装置と組み合わせてご利用ください。



600V 500mA

3860

¥98,000



1000V 300mA

3810

¥118,000



150V 2A

3870

¥108,000

アナテック(株)社製